




Lenteurs d'ouverture de TESS


Date :	13 Août 2020
Version :	3.0- corrigée le 06/04/2021
Auteur :	Patricia Paris – Support Applicatif

- Vérifier que le disque Windows C:/ ne soit pas saturé. L'idéal est d'avoir 20 GO de libre minimum.




⇒ **Comment libérer de l'espace sur le disque Windows C :**


- Clic gauche sur « ce PC »
- Clic droit sur le lecteur Windows C :
- Clic gauche sur « propriétés »



- 1.4 Cocher toutes les cases (faire descendre la barre qui est à droite pour accéder à tous les dossiers). En jaune dans la capture se trouve l'estimation de l'espace qui sera libéré après la suppression.
- 1.5 Clic gauche sur « OK »
- 1.6 Clic gauche sur « supprimer les fichiers »



- Note : si les dossiers « Téléchargements » et « Corbeille » ne sont pas visibles dans la liste des fichiers à supprimer, alors il faut les vider manuellement




- Vous devez aussi supprimer tous les fichiers dont vous ne vous servez plus et qui sont stockés sur votre PC

2. Fermer TESS.


3. Cliquer sur le lien :

\\10.204.252.131\tess\Delete_Old_Database_Script


Ou le copier, et le coller directement dans la barre de l'explorateur :




4. Une fenêtre s'ouvre, faire un clic droit sur le fichier 'DELETELOCALDATABASE.zip'




5. Cette fenêtre apparaît, cliquer sur OK




6. Ensuite, cliquer sur ‘Extraire tout’




7. Cliquer sur ‘Extraire’.



8. Si cette fenêtre apparaît, choisissez ‘Remplacer le fichier dans la destination’




9. Si cette fenêtre apparaît :




Cliquer simplement sur ‘Annuler’ et la fenêtre suivante apparaîtra.

10. Double-cliquer sur le fichier



11. Cliquer sur ‘Exécuter’



12. Laisser défiler la fenêtre noire jusqu'à avoir le message ‘Appuyer sur une touche pour continuer’

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
SERVICE_NAME: MSSQL$TESSDEV
SERVICE_TYPE : 10 WIN32_OWN_PROCESS
STATE        : 4 RUNNING
WIN32_EXIT_CODE : 0 (0x0)
SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0)
CHECKPOINT    : 0x0
MACHINE_ID   : 0x0

[REDACTED]
TESS_CLIENT_DAV_FPARISPA
Deletion is in progress.

[REDACTED]

[REDACTED]
TESS_CLIENT_DAV_FPARISPA
Setting single user for the database TESS.CLIENT_DAV_FPARISPA
[REDACTED]
Unqualified transactions are being rolled back. Estimated rollback completion: 0%.
Dropping the database TESS.CLIENT_DAV_FPARISPA
TESS_CLIENT_MTR_DAV_FPARISPA
Dropping the database TESS.CLIENT_MTR_DAV_FPARISPA
Dropping the database TESS.CLIENT_MTR_DAV_PL_FPARISPA
COMPLETE
Database deletion completed successfully.
Appuyez sur une touche pour continuer...
```

13. Vous pouvez ensuite relancer TESS.